

福鼎市恒春源茶叶有限公司

何孟生

福建省福鼎市星火工业园区5号
传真:0593 7960300

SU0000828

欧陆分析技术服务(苏州)有限公司
江苏省苏州市高新区龙山路10号B1
邮编:215163
电话: +86 400 828 5088
传真: +86 512 68785966
www.eurofins.cn

报告日期:07-Jun-2015

打印人:Jay Song

分析报告

报告编号: AR-15-SU-018121-01C



样品信息

客户样品名称 白茶	实验室样品编号 50215X020137
	定单日期 28-May-2015
	接收日期 28-May-2015
	检测开始日期 28-May-2015
	检测结束日期 07-Jun-2015
	接收时样品温度 25.6°C
	样品数量 1*140g
	样品包装 密封塑料袋
	样品描述 /
客户样品编号 6503	


详细检测结果与结论请看下一页

本中文报告译自英文原版报告,仅供参考

本结果仅对来样负责

本报告适用于欧陆分析服务通用条款

谨代表 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司



Pathik Vyas
技术总监

检测结果

	结果	定量限	检出限	MRL	单位	注释
SU363	茶叶中的农药残留检测日本市场LCMSMS列表, Quechers, EN 15662, 液相色谱串联质谱联用仪					
唑虫酰胺	未检出	0.01	/		mg/kg	
SU385	茶叶中40项农药残留检测, 内部方法, 气相色谱质谱联用					
所有扫描的农药	未检出	*			*	
SU386	茶叶中30项农药残留检测, Quechers, EN 15662, 液相色谱-串联质谱联用					
所有扫描的农药	未检出	*			*	
SU3T5	茶叶中蒽醌GCMSMS检测, EN 12393, modified, 气相色谱串联质谱联用					
蒽醌	0.009	0.005	0.02		mg/kg	

带☆的检测项目是欧陆分析集团内的委托检测

带Ⓢ的检测项目是欧陆分析集团外的委托检测

未检出:在定量限及以上范围未检出

MRL 列中的"/"表示默认限量值是0.01mg/kg

MRL以欧盟法规为参考

如果农药的总量有最大允许限量值,则该农药的最大允许限量值和总量的最大允许限量值相同

*后附完整的参数列表

SU385 茶叶中40项农药残留检测

参数	定量限(mg/kg)	参数	定量限(mg/kg)	参数	定量限(mg/kg)
三氯杀螨醇 o,p'	0.02	三氯杀螨醇 p,p'	0.02	o,p' 滴滴伊	0.01
o,p' 滴滴滴	0.01	三唑磷	0.01	三唑酮	0.01
三氟氯氰菊酯	0.01	三氯杀螨砜	0.01	三氯杀螨醇 总量	
丙溴磷	0.01	乙硫磷	0.02	八氯二丙醚	0.01
六六六 beta	0.01	六六六 alpha	0.01	六六六 delta	0.01
六六六 epsilon	0.01	六六六 gamma(林丹)	0.01	六六六 (总量, 无林丹)	
噻硫磷	0.01	异稻瘟净	0.01	敌敌畏	0.02
杀扑磷	0.02	杀螟硫磷	0.01	毒死蜱	0.01
氟乐灵	0.01	氟氯氰菊酯	0.03	氰氟菊酯	0.03
氰菊酯	0.02	氰戊菊酯和顺式氰戊菊酯(总量, RR-/SS)	0.02	氰戊菊酯和顺式氰戊菊酯(总量, RS-/SR)	0.02
水胺硫磷	0.01	溴氰菊酯	0.03	溴虫腈	0.05
溴螨酯	0.01	滴滴伊 p,p'	0.01	滴滴涕 o,p'	0.01
滴滴涕 p,p'	0.01	滴滴涕 总量		滴滴滴 p,p'	0.01
甲氰菊酯	0.02	硫丹 alpha	0.02	硫丹 beta	0.02
硫丹 总量		硫丹硫酸盐	0.01	联苯菊酯	0.01

总参数个数:45

SU386 茶叶中30项农药残留检测

参数	定量限(mg/kg)	参数	定量限(mg/kg)	参数	定量限(mg/kg)
丁醚脲	0.01	三唑酮	0.01	三唑酮 和 三唑醇	0.01
三唑醇	0.01	三环唑	0.01	久效磷	0.01
乐果	0.01	乐果(总量)		乙酰甲胺磷	0.05
仲丁威	0.01	吡虫啉	0.01	哒螨灵	0.01
啶虫脒	0.01	啶螨醚	0.01	噻嗪酮	0.01
增效醚	0.01	多菌灵和苯菌灵	0.01	己唑醇	0.01
杀扑磷	0.02	毒死蜱	0.01	氟虫脲	0.01
氟虫腈	0.001	氟虫腈 总量		氟虫腈亚砷	0.001
氟虫腈砷	0.001	氧乐果	0.01	灭多威	0.01
灭多威(总量)		灭幼脲	0.01	炔螨特	0.01
甲氨基阿维菌素 B1a	0.01	甲氨基阿维菌素 B1b	0.02	甲氨基阿维菌素 总量	
甲胺磷	0.02	硫双威	0.01	腈菌唑	0.01
茚虫威	0.01				

总参数个数:37

报告结束